

ペプチドや核酸など
高純度かつ高回収率のクロマトグラフィー精製を実現！

ツインカラム連続クロマトグラフィーシステム

Contichrom

導入実績拡大中!!

検討用ラボ機
Contichrom CUBE




GMP対応生産機
Contichrom TWIN



Contichromを使用した独自の連続精製プロセス


MCSGP-AutoPeak

目的物と他のピークが重複した
サイドフラクションをリサイクル精製



バッチ

目的物以外を含む
サイドフラクションは廃棄



MCSGP-AutoPeak

不純物を含む低純度のサイドフラクションを廃棄せず、新しい試料と合わせて連続的にリサイクル精製します。

高純度を維持したまま回収率が向上するため、原料の必要量を削減でき、コストを低減することが可能です。

プロセス開発サービスにも
対応します！



株式会社ワイエムシー
<https://www.ymc.co.jp>

【お問い合わせ先：営業本部】

〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284番地
TEL.075-342-4503 FAX.075-342-4530

